

# Auspresszeit von 20ml Abformmaterial (in Sekunden)

## Duomix II Dynamisches Mischgerät

Pentamix™ 2

Pentamix™ 3

Pentamix™ Lite<sup>1</sup>



Aquasil® Ultra+ Soft Putty RS	16,1	15,8	14,8	12,9
Aquasil® Ultra+ Heavy FS Material	15,9	14,5	14,8	12,3
Impregum™ Penta Soft QS Heavy	15,8	14,5	7,4 <sup>2</sup>	12,4

<sup>1</sup> Nicht-3M Kartuschen können durch das Design der Verschlussklappe des Pentamix Lites nicht ohne weiteres ausgebracht werden. Es wird empfohlen, nur 3M Produkte mit dem Pentamix Lite zu verwenden.

<sup>2</sup> Pentamix 3 verwendet ein RFID-System, um die Auspressgeschwindigkeit von 3M Abformmaterialien zu erhöhen. Bei Nicht-3M Produkten erfolgt das Auspressen des Materials bei normaler Geschwindigkeit.

Daten auf Anfrage. Pentamix und Impregum sind keine eingetragenen Warenzeichen von Dentsply Sirona, Inc.