

Lieferformen

IPS Empress Esthetic / IPS Empress CAD



IPS Empress®

PRESS

Technologie

**IPS Empress
Esthetic**



CAD / CAM

Technologie

**IPS Empress
CAD**



**IPS Empress
Esthetic Veneer**

**IPS Empress
Universal Shade/Stains**



IPS Empress Esthetic

IPS Empress Esthetic Basic Kit

(602466DN, EN, IN, FN, SN, PN, AL)

Das IPS Empress Esthetic Basic Kit umfasst alle Rohlinge sowie das notwendige Verarbeitungszubehör. Das Basic Kit wird in der neuen Materialbox ausgeliefert und kann beliebig mit anderen IPS Empress Kits erweitert werden.



Lieferform

1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E T1
1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E T2
1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E O1
1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E O2
1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E O3
1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E OC1
1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E TC0
1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E TC1
1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E TC2
1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E TC3
1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E TC4
1 x 5 Stk.	IPS Empress Esthetic	E TC5
1 Stk.	IPS Empress Muffelbasis	100 g
1 Stk.	IPS Empress Muffellehre	100 g
1 Stk.	IPS Empress Muffelbasis	200 g
1 Stk.	IPS Empress Muffellehre	200 g
1 Stk.	IPS Silicone Ring	100 g
1 Stk.	IPS Silicone Ring	200 g
1 Stk.	IPS Sprue Guide	100 g
1 Stk.	IPS Sprue Guide	200 g
2 Stk.	IPS Empress Alox Kolben	
1 Stk.	IPS Object Fix	12 g
1 Stk.	IPS UniTray	
1 Stk.	IPS Empress Esthetic Ingots Massenfarbschlüssel	

IPS Empress Esthetic Ingot Refill

Die IPS Empress Esthetic Rohlinge sind in 12 Farben erhältlich.



Refill IPS Empress Esthetic Ingots (5 Stk.)

574553	IPS Empress Esthetic Ingot E	T1
574554	IPS Empress Esthetic Ingot E	T2
574555	IPS Empress Esthetic Ingot E	O1
574556	IPS Empress Esthetic Ingot E	O2
599604	IPS Empress Esthetic Ingot E	O3
574563	IPS Empress Esthetic Ingot E	OC1
574562	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC0
574557	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC1
574522	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC2
574559	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC3
574560	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC4
574561	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC5

Refill IPS Empress Esthetic Ingots (10 Stk.)

574511	IPS Empress Esthetic Ingot E	T1
574512	IPS Empress Esthetic Ingot E	T2
574513	IPS Empress Esthetic Ingot E	O1/
574514	IPS Empress Esthetic Ingot E	O2
599605	IPS Empress Esthetic Ingot E	O3
574521	IPS Empress Esthetic Ingot E	OC1
574520	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC0
574515	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC1
574516	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC2
574517	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC3
574518	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC4
574519	IPS Empress Esthetic Ingot E	TC5

IPS Empress Esthetic Massenfärbeschlüssel Ingots

579403 IPS Empress Esthetic Massenfärbeschlüssel Ingots



IPS Empress CAD

IPS Empress CAD for CEREC Basic Kit A-D (602475DN, EN, IN, FN, SN, PN, AL)

Das Basic Kit umfasst eine Auswahl an Blockformen in den gängigsten A-D Farben sowie das notwendige Zubehör wie z.B. Spray, Poliersortiment. Somit liefert das Basic Kit alle notwendigen Produkte für den kompletten chairside Behandlungsablauf. Das Basic Kit wird in der neuen Material Box ausgeliefert und kann beliebig mit anderen Ivoclar Vivadent Vollkeramik Sortimenten z.B. IPS e.max erweitert werden.



Lieferform

1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT A1 / I12
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT A2 / I12
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT A3 / I12
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT B1 / I12
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT A1 / C14
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT A2 / C14
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT A3 / C14
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT B1 / C14
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT BL2 / C14
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi A1 / C14 L
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi A2 / C14 L
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi A3 / C14 L
1 Stk.	IPS Contrast Spray chairside	50 ml
1 Stk.	OptraFine Assortment	
4 Stk.	OptraGate S	
4 Stk.	OptraGate R	
4 Stk.	OptraDam S	
4 Stk.	OptraDam R	
1 Stk.	Bleach BL Farbschlüssel	

IPS Empress CAD for CEREC Trial Kit A-D (602479DN, EN, IN, FN, SN, PN, AL)

Das Trial Kit umfasst eine kleine Auswahl an Blockformen in A-D Farben sowie das notwendige Zubehör wie z.B. Spray, Befestigung, Poliersortiment. Das Trial Kit liefert somit alle Produkte für die ersten CEREC Restaurationen.



Lieferform

1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT A1 / I10
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT A2 / I10
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT A1 / I12
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT A2 / I12
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT A3 / I12
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT A1 / I12
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT A2 / I12
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT A1 / C14
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT A2 / C14
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT A3 / C14
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi A1 / C14
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi A2 / C14
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi A1 / C14L
1 Stk. IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi A2 / C14L
1 Stk. IPS Contrast Spray chairside	50 ml
1 Stk. Multilink Automix Spritze, transparent	9 g
1 Stk. Monobond-S	5 g
1 Stk. Multilink-Primer A und B	3 g
1 Stk. OptraFine Promo Pack	
2 Stk. OptraGate S	
2 Stk. OptraGate R	
2 Stk. OptraDam S	
2 Stk. OptraDam R	

IPS Empress CAD for inLab Basic Kit (602477DN, EN, IN, FN, SN, PN, AL)

Das Basic Kit umfasst eine Auswahl an Blockformen in den gängigsten A-D Farben sowie das notwendige Verarbeitungszubehör wie Spray und bietet so alle benötigten Produkte für den Verarbeitungsprozess.

Das Basic Kit wird in der neuen Material Box ausgeliefert und kann beliebig mit allen anderen Keramiks Sortimenten von Ivoclar Vivadent wie IPS e.max ergänzt werden.



Lieferform

1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT A1 / I12
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT A2 / I12
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT A3 / I12
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT B1 / I12
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT A1 / C14
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT A2 / C14
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT A3 / C14
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT B1 / C14
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT BL2 / C14
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi A1 / C14L
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi A2 / C14L
1 x 5 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi A3 / C14L
1 Stk.	IPS Contrast Spray labside	200 ml
1 Stk.	IPS Object Fix	12 g
1 Stk.	Bleach BL Farbschlüssel	

IPS Empress CAD for inLab Trial Kit (602481DN, EN, IN, FN, SN, PN, AL)

Das Trial Kit umfasst eine kleine Auswahl an Blockformen in A-D Farben sowie Malfarben und IPS Empress Esthetic Schichtmassen.

Das Trial Kit liefert somit alle Produkte für die ersten IPS Empress CAD Restaurationen.



Lieferform

1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT	A1 / I10	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT	A2 / I10	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT	A1 / I12	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT	A2 / I12	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	HT	A3 / I12	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT	A1 / I12	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT	A2 / I12	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT	A1 / C14	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT	A2 / C14	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	LT	A3 / C14	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi	A1 / C14	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi	A2 / C14	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi	A1 / C14L	
1 Stk.	IPS Empress CAD for CEREC and inLab	Multi	A2 / C14L	
1 Stk.	IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste		neutral	1 g
1 Stk.	IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste	MM	light -salmon	1 g
1 Stk.	IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste	MM	yellow-orange	1 g
1 Stk.	IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal	IO	HT	5 g
1 Stk.	IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal	IO	LT	5 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	SH	A2/A3/A3.5	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade Incisal	SI	I1	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains		white	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains		mahogany	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Glasur			3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Glasur- und Malfarbenfluid			5 ml
1 Stk.	IPS Empress Esthetic Veneer Modellierliquid			5 ml

IPS Empress CAD HT Refill (5 Stk.)



IPS Empress CAD CEREC/inLab HT / V12

602482	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT 100 / V12
--------	-----------------------------	--------------

IPS Empress CAD CEREC/inLab HT / I8

602484	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT 100 / I8
602485	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT 200 / I8
602486	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT 300 / I8

IPS Empress CAD CEREC/inLab HT / I10

602488	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT 100 / I10
602489	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT 200 / I10
602490	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT 300 / I10

IPS Empress CAD CEREC/inLab HT / I12

602492	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT 100 / I12
602493	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT 200 / I12
602494	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT 300 / I12

IPS Empress CAD CEREC/inLab HT A-D / V12

602496	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A1 / V12
602497	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A2 / V12
602498	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A3 / V12

IPS Empress CAD CEREC/inLab HT A-D / I8

602500	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A1 / I8
602501	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A2 / I8
602502	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A3 / I8
602503	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A3,5 / I8
602504	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT B1 / I8
602505	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT B2 / I8
602506	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT B3 / I8
602507	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT C2 / I8
602508	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT D3 / I8

IPS Empress CAD CEREC/inLab HT A-D / I10

602510	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A1 / I10
602511	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A2 / I10
602512	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A3 / I10
602513	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A3,5 / I10
602514	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT B1 / I10
602515	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT B2 / I10
602516	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT B3 / I10
602517	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT C2 / I10
602518	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT D3 / I10

IPS Empress CAD CEREC/inLab HT A-D / I12

602520	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A1 / I12
602521	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A2 / I12
602522	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A3 / I12
602523	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT A3,5 / I12
602524	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT B1 / I12
602525	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT B2 / I12
602526	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT B3 / I12
602527	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT C2 / I12
602528	IPS Empress CAD CEREC/inLab	HT D3 / I12

IPS Empress CAD Refill LT (5 Stk.)



IPS Empress CAD CEREC/inLab LT / V12

602529	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT 100 / V12
--------	-----------------------------	--------------

IPS Empress CAD CEREC/inLab LT / I10

602531	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT 100 / I10
602532	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT 200 / I10
602533	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT 300 / I10

IPS Empress CAD CEREC/inLab LT / I12

602535	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT 100 / I12
602536	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT 200 / I12
602537	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT 300 / I12

IPS Empress CAD CEREC/inLab LT / C14

602539	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT 100 / C14
602540	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT 200 / C14
602541	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT 300 / C14

IPS Empress CAD CEREC/inLab LT A-D / V12

602543	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A1 / V12
602544	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A2 / V12
602545	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A3 / V12

IPS Empress CAD CEREC/inLab LT A-D / I10

602547	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A1 / I10
602548	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A2 / I10
602549	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A3 / I10
602550	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A3,5 / I10
602551	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT B1 / I10
602552	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT B2 / I10
602553	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT B3 / I10
602554	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT C2 / I10
602555	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT D3 / I10

IPS Empress CAD CEREC/inLab LT A-D / I12

602557	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A1 / I12
602558	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A2 / I12
602559	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A3 / I12
602560	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A3,5 / I12
602561	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT B1 / I12
602562	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT B2 / I12
602563	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT B3 / I12
602564	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT C2 / I12
602565	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT D3 / I12

IPS Empress CAD CEREC/inLab LT A-D / C14

602567	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A1 / C14
602568	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A2 / C14
602569	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A3 / C14/
602570	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT A3,5 / C14
602571	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT B1 / C14
602572	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT B2 / C14
602573	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT B3 / C14
602574	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT C2 / C14
602575	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT D3 / C14

IPS Empress CAD CEREC/inLab LT BL / I10

602577	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL1 / I10
602578	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL2 / I10
602579	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL3 / I10
602580	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL4 / I10

IPS Empress CAD CEREC/inLab **LT BL** / I12

602582	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL1 / I12
602583	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL2 / I12
602584	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL3 / I12
602585	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL4 / I12

IPS Empress CAD CEREC/inLab **LT BL** / C14

602587	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL1 / C14
602588	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL2 / C14
602589	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL3 / C14
602590	IPS Empress CAD CEREC/inLab	LT BL4 / C14

IPS Empress CAD Refill **Multi** (5 Stk.)

IPS Empress CAD CEREC/inLab **Multi** / I12

607681	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi BL1 / I12
607682	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi BL3 / I12
602592	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A1 / I12
602593	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A2 / I12
602594	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A3 / I12
602595	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A3,5 / I12
602596	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi B1 / I12



IPS Empress CAD CEREC/inLab **Multi** / C14

607683	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi BL1 / C14
607684	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi BL3 / C14
602598	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A1 / C14
602599	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A2 / C14
602600	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A3 / C14
602601	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A3,5 / C14
602602	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi B1 / C14

IPS Empress CAD CEREC/inLab **Multi A1** / C14 L

607672	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi BL1 / C14L
607673	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi BL3 / C14L
602604	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A1 / C14 L
602605	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A2 / C14 L
602606	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A3 / C14 L
602607	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi A3,5 / C14 L
602608	IPS Empress CAD CEREC/inLab	Multi B1 / C14 L

IPS Empress Charakterisierung

Tetric Color

Tetric Color sind lichthärtende Komposit-Malfarben für individuelle Farbgebungen. Sie sind u.a. optimal für die interne Charakterisierung von IPS Empress CAD Restaurationen (z.B. Veneers) geeignet. Nach dem Auftragen der Malfarben erfolgt die Lichthärtung mit einem Lichtgerät der bluephase Familie. Nach der „Internen Charakterisierung“ mit Tetric Color dürfen keine Keramikbrände mehr durchgeführt werden. Diese Technik wird hauptsächlich chairside angewandt.



Tetric Color Assortment (557028)

Lieferform

1 Stk.	Tetric Color	weiss	1 g
1 Stk.	Tetric Color	schwarz	1 g
1 Stk.	Tetric Color	hellgelb	1 g
1 Stk.	Tetric Color	ocker	1 g
1 Stk.	Tetric Color	mittelbraun	1 g
1 Stk.	Tetric Color	dunkelbraun	1 g
1 Stk.	Tetric Color	blaugrau	1 g

Diverses Zubehör

Tetric Color Refill

557020	Tetric Color	weiss	1 g
557021	Tetric Color	hellgelb	1 g
557022	Tetric Color	blaugrau	1 g
557023	Tetric Color	ocker	1 g
557024	Tetric Color	mittelbraun	1 g
557025	Tetric Color	dunkelbraun	1 g
557026	Tetric Color	schwarz	1 g

IPS Empress Universal Shade/Stains Kit (Chromascop and A-D)

Die IPS Empress Universal Shade/Stains Kits umfassen eine Auswahl der gängigsten Dentin- und Intensivmalfarben. Mit den Malfarben lassen sich oberflächliche Bemalungen und Charakterisierungen durchführen. Für die abschliessende Glasur der IPS Empress Restaurationen ist eine geschmeidige und feinkörnige Glasurpaste enthalten.



IPS Empress Universal Shade/Stains Kit (602468AN)

Lieferform

1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	110/120	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	130	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	140/210	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	220/230	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	310	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	410/420	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade Incisal	I1	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade Incisal	I2	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains	white	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains	orange	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains	mahogany	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains	khaki	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains	maroon	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Glasur		3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Glasur- und Malfarbenfluid		15 ml
1 Stk.	Pinzette		
1 Stk.	Modellierpinsel 00		

IPS Empress Universal Shade/Stains Kit A-D (602469AN)

Lieferform

1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	A1	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	A2/A3/A3.5	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	B1	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	B2/B3/B4	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	C1/C2	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade	D2/D3	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade Incisal	I1	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Shade Incisal	I2	3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains	white	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains	orange	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains	mahogany	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains	khaki	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Stains	maroon	1 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Glasur		3 g
1 Stk.	IPS Empress Universal Glasur- und Malfarbenfluid		15 ml
1 Stk.	Pinzette		
1 Stk.	Modellierpinsel 00		

IPS Empress Universal Refill

IPS Empress Universal Shades

Die IPS Empress Universal Shades sind in 15 Chromascop und 9 A-D Farben erhältlich. Sie werden für die exakte Farbreproduktion der Chromascop- und A-D Farben verwendet.



IPS Empress Universal Shade Refill Chromascop

562457	IPS Empress Universal Shade	110/120	3 g
562462	IPS Empress Universal Shade	130	3 g
562458	IPS Empress Universal Shade	140/210	3 g
562459	IPS Empress Universal Shade	220/230	3 g
562463	IPS Empress Universal Shade	240	3 g
562464	IPS Empress Universal Shade	310	3 g
562465	IPS Empress Universal Shade	320	3 g
562466	IPS Empress Universal Shade	330	3 g
562467	IPS Empress Universal Shade	340	3 g
562460	IPS Empress Universal Shade	410/420	3 g
562461	IPS Empress Universal Shade	430/440	3 g
562468	IPS Empress Universal Shade	510	3 g
562469	IPS Empress Universal Shade	520	3 g
562470	IPS Empress Universal Shade	530	3 g
562471	IPS Empress Universal Shade	540	3 g

IPS Empress Universal Shade Refill A-D

562472	IPS Empress Universal Shade	A1	3 g
562473	IPS Empress Universal Shade	A2/A3/A3.5	3 g
562474	IPS Empress Universal Shade	A4	3 g
562475	IPS Empress Universal Shade	B1	3 g
562476	IPS Empress Universal Shade	B2/B3/B4	3 g
562477	IPS Empress Universal Shade	C1/C2	3 g
562478	IPS Empress Universal Shade	C3/C4	3 g
562479	IPS Empress Universal Shade	D2/D3	3 g
562480	IPS Empress Universal Shade	D4	3 g

IPS Empress Universal Shades Incisal

Die 2 Pasten sind speziell für vollanatomische Restaurationen geeignet. Sie dienen als Schneideimitation und verleihen dem inzisalen Drittel eine optische Transluzenz und Tiefenwirkung.

602471	IPS Empress Universal Shade Incisal	1	3 g
602472	IPS Empress Universal Shade Incisal	2	3 g



IPS Empress Universal Stains

Diese Intensiv-Malfarben stehen in 14 verschiedenen Farben zur Verfügung. Sie werden zur Nachahmung von natürlichen Charakteristiken eingesetzt. Durch die drei Komplementärfarben basic blue, basic red und basic yellow können die Farben individuell eingestellt werden.



562481	IPS Empress Universal Stains	white	1 g
562482	IPS Empress Universal Stains	black	1 g
562483	IPS Empress Universal Stains	mahogany	1 g
562484	IPS Empress Universal Stains	khaki	1 g
562485	IPS Empress Universal Stains	orange	1 g
562486	IPS Empress Universal Stains	grey	1 g
562487	IPS Empress Universal Stains	vanilla	1 g
562488	IPS Empress Universal Stains	crackliner	1 g
562489	IPS Empress Universal Stains	olive	1 g
562490	IPS Empress Universal Stains	yellow	1 g
562491	IPS Empress Universal Stains	Basic B	1 g
562492	IPS Empress Universal Stains	Basic Y	1 g
562493	IPS Empress Universal Stains	Basic R	1 g
562494	IPS Empress Universal Stains	maroon	1 g

IPS Empress Universal Glasur und IPS Empress Universal Glasur- und Malfarbenfluid

Zum Glasieren aller IPS Empress Restaurationen (Esthetic und CAD). Dient zum Einstellen der Konsistenz von IPS Empress Universal Shade, IPS Empress Universal Stains und IPS Empress Universal Glasur.



562495	IPS Empress Universal Glasur	3 g
562496	IPS Empress Universal Glasur- und Malfarbenfluid	15 ml

IPS Empress Veneer Kit (602467AN)

Das IPS Empress Veneer Kit umfasst eine Auswahl der gängigsten Washpasten und Schichtmassen zur Verblendung (Cut-Back Technik) von IPS Empress Restaurationen (Esthetic und CAD). Mit den Washpasten wird ein ausgezeichneter und homogener Verbund zur reduzierten Restauration erreicht. Die leuzitverstärkten Schichtmassen besitzen eine schneideähnliche Fluoreszenz und eine natürliche Opaleszenz. Zusätzlich – als Refill - erhältliche Washpasten und Schichtmassen sind auf dem im Kit integrierten Massenfarbschlüssel sichtbar.



Lieferform

1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste	neutral		1 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste	Low Value		1 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste	High Value		1 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste	MM	light-salmon	1 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste	MM	yellow-orange	1 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste	MM	red-orange	1 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal	IO	LT	20 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal	IO	MT	20 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal	IO	HT	20 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Incisal	I	white	20 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Transpa	T	neutral	20 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Transpa	T	blue	20 g
1 Stk. IPS Empress Add-On 770 °C/1418 °F	A-O		20 g
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Modellierliquid			60 ml
1 Stk. IPS Empress Universal Glasur			3 g
1 Stk. IPS Empress Universal Glasur- und Malfarbenfluid			15 ml
1 Stk. IPS Empress Esthetic Veneer Massenfarbschlüssel			
1 Stk. IPS Object Fix			12 g
1 Stk. Pinzette			
1 Stk. Modellierpinsel 00			

IPS Empress Esthetic Veneer Refill

IPS Empress Esthetic Veneer Wash Pastes

Mit den 6 Standard Wash-Pasten werden die gepressten/reduzierten Rohlinge individuell/intern charakterisiert. Die ideale Abstufung von Farbnuancen (neutral, low value, high value, MM light-salmon, MM yellow-orange, and MM reddish-orange) ermöglichen hochstehende ästhetische Restaurationen. Die 5 Wash-Pasten Modifiers (copper, orange, sky blue, basic yellow, basic red) ermöglichen eine individuelle Einfärbung mit den 6 Standard Wash-Pasten.



579406	IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste	neutral	1 g
579407	IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste	LV	1 g
579408	IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste	HV	1 g
579409	IPS Empress Esthetic Veneer	MM light-salmon	1 g
579410	IPS Empress Esthetic Veneer	MM yellow-orange	1 g
579411	IPS Empress Esthetic Veneer	MM reddish-orange	1 g
579412	IPS Empress Esthetic Veneer Modifier	copper	1 g
579413	IPS Empress Esthetic Veneer Modifier	orange	1 g
579414	IPS Empress Esthetic Veneer Modifier	sky blue	1 g
579415	IPS Empress Esthetic Veneer Modifier	basic yellow	1 g
579416	IPS Empress Esthetic Veneer Modifier	basic red	1 g

IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal

Die opaleszierenden Massen stehen in drei unterschiedlichen Abstufungen zur Verfügung (low, medium und high translucent).



579388	IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal	LT	20 g
579389	IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal	MT	20 g
579390	IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal	HT	20 g

IPS Empress Esthetic Veneer Incisal

Die Incisal Massen stehen in 6 Farbnuancen zur Verfügung (white, grey, orange, edge, yellow, orange-pink) und dienen der zusätzlichen Charakterisierung im Schneidebereich.



579391	IPS Empress Esthetic Veneer Incisal	white	20 g
579392	IPS Empress Esthetic Veneer Incisal	grey	20 g
579393	IPS Empress Esthetic Veneer Incisal	orange	20 g
579394	IPS Empress Esthetic Veneer Incisal	edge	20 g
579397	IPS Empress Esthetic Veneer Incisal	yellow	20 g
579398	IPS Empress Esthetic Veneer Incisal	orange-pink	20 g

IPS Empress Esthetic Veneer Chroma Modifier

Unterstützt die Farbsteigerungen des gepressten/reduzierten Rohling und ist in den Farben 110/A1 und 210/A3 erhältlich.



579395	IPS Empress Esthetic Veneer Chroma Modifier	110/A1	20 g
579396	IPS Empress Esthetic Veneer Chroma Modifier	210/A3	20 g

IPS Empress Esthetic Veneer Brightener

Für die Steigerung des Helligkeitswertes.



579399	IPS Empress Esthetic Veneer	Brightener	20 g
--------	-----------------------------	------------	------

IPS Empress Esthetic Veneer Transpa

Die eingefärbten Transparentmassen stehen in zwei Nuancen zur Verfügung (blue und neutral).



579400	IPS Empress Esthetic Veneer Transpa	blue	20 g
579401	IPS Empress Esthetic Veneer Transpa	neutral	20 g

IPS Empress Add-On 770 °C / 1418 °F

Tiefschmelzende Korrekturmasse für nachträgliche Korrekturen, wie z. B. für approximale und okklusale Kontaktpunkte an:

- IPS Empress Esthetic Restaurationen
- IPS Empress Schichttechnik Restaurationen



564080	IPS Empress Add-On 770 °C / 1418 °F	20 g
--------	-------------------------------------	------

IPS Empress Esthetic Veneer Modellierliquid

Dient zum Anmischen der IPS Empress Esthetic Veneer Schichtmassen und IPS Empress Add-On 770 °C / 1418 °F.



579405	IPS Empress Esthetic Veneer Modellierflüssigkeit	60 ml
--------	--	-------

IPS Empress Esthetic Veneer Massenfarbschlüssel

Der Massenfarbschlüssel zeigt alle erhältlichen IPS Empress Esthetic Veneer Materialien.



579404	IPS Empress Esthetic Veneer Massenfarbschlüssel
--------	---

IPS Empress Esthetic / IPS Empress CAD **Lieferformen**

IPS Empress Zubehör

PRESS Zubehör

IPS Sprue Guide

Mit dem IPS Sprue Guide wird die korrekte Anstiftung der zu pressenden Objekte auf der Muffelbasis kontrolliert.

597481	IPS Sprue Guide	100 g
598993	IPS Sprue Guide	200 g



IPS Empress Muffel System

554034	IPS Empress Muffel System	100 g
554035	IPS Empress Muffel System	200 g



IPS Silikon Ring

IPS Silikonring 100 g für das IPS Empress und IPS e.max Muffelsystem 100 g. IPS Silikonring 200 g für das IPS Empress und IPS e.max Muffelsystem 200 g

590113AN	IPS Silicone Ring	100 g
590114AN	IPS Silicone Ring	200 g



IPS Empress Alox-Kolben

554070	IPS Empress Alox-Kolben	2 Stk.
--------	-------------------------	--------



IPS Empress Esthetic Speed Investment

Phosphatgebundene Einbettmasse für das Indikationsgebiet von IPS Empress Esthetic, bestehend aus Pulver und Flüssigkeit. Die IPS Empress Esthetic Speed Einbettmasse ermöglicht es, innerhalb kürzester Zeit hochwertige Pressergebnisse zu realisieren. Die schnell aufheizbare Einbettmasse ermöglicht passgenaue Inlays, Onlays, Veneers und Kronen.



579309	IPS Empress Esthetic Speed Investment	2,5 kg
579402	IPS Empress Esthetic Speed Investment	5 kg
579308	IPS Empress Esthetic Speed Liquid	0.5 l

IPS PressVEST

Für die konventionelle Aufheizmethode (über Nacht) kann wahlweise auch die phosphatgebundene Einbettmasse IPS PressVEST - bestehend aus Pulver und Flüssigkeit – verwendet werden. Sie führt zu passgenauen Pressergebnissen und kann mit folgenden Ivoclar Vivadent Presskeramiken zur Pressung in den Pressöfen EP500, EP600 und EP600 Combi verwendet werden.

- IPS Empress Esthetic
- IPS e.max Press
- IPS e.max ZirPress
- IPS Empress Cosmo



595592AN	IPS PressVEST	2,5 kg
595594AN	IPS PressVEST	5 kg
595588	IPS PressVEST Liquid	0,5 l
595589	IPS PressVEST Liquid	1 l

IPS UniTray

Der IPS UniTray ist ein Universalbrennträger der beidseitig zur Aufnahme von Brenngut oder Pressrohlingen und Presshilfsmittel konzipiert ist. Bei Verwendung des IPS UniTrays im Keramikbrennofen werden zur Platzierung der Restaurationen die beiliegenden Metallstifte eingesetzt.



602231	IPS Uni Tray
--------	--------------

IPS Empress Muffelzange

554073	IPS Muffelzange
--------	-----------------



CAD/CAM Zubehör

IPS Contrast Spray

IPS Contrast Spray wird zur Erstellung optimaler Aufnahmen bei CAD/CAM Restaurationen eingesetzt.

IPS Contrast Spray gleicht die unterschiedlichen Eigenschaften des natürlichen Zahns (Dentin und Schmelz) und des Gipsmodells an und ermöglicht so eine optimale Aufnahme bzw. Scan. Durch die Vernebelungsdüse wird einfach und effizient mit einem kurzen Sprühstoss eine optimale Deckschicht mit detailgetreuer Kantendarstellung erreicht.



Das IPS Contrast Spray chairside wurde speziell für den intraoralen Gebrauch entwickelt. Das IPS Contrast Spray labside kann nur extraoral angewendet werden.

602712AN	IPS Contrast Spray	chairside	50 ml
602713AN	IPS Contrast Spray	labside	200 ml

Allgemeines Zubehör

IPS Natural Die Material (597078)

Das lichthärtende IPS Natural Die Material simuliert die Farbe des präparierten Zahnes und bietet so die optimale Basis für eine natürliche Farbwiedergabe der gegebenen Mundmundsituation bei der Weiterverarbeitung von Vollkeramik-Restaurationen.

Das IPS Natural Die Material umfasst 9 Farben. Die Farbordnung wurde neu ausgerichtet. Das Sortiment umfasst alle Farbvarianten, um naturidentische Vollkeramik-Restaurationen herzustellen:

- 1 Farbe zur Imitation von gebleichten Stümpfen (ND 1)
- 1 Farbe zur Imitation von farbindensivem Sekundärdentin (ND6)
- 1 Farbe zur Imitation von stark verfärbten/ devitalen Stümpfen (ND 9)




Kit

597078 IPS Natural Die Material Kit

Refills

597080	IPS Natural Die Material	ND1	8 g
597081	IPS Natural Die Material	ND2	8 g
597082	IPS Natural Die Material	ND3	8 g
597083	IPS Natural Die Material	ND4	8 g
597084	IPS Natural Die Material	ND5	8 g
597085	IPS Natural Die Material	ND6	8 g
597086	IPS Natural Die Material	ND7	8 g
597087	IPS Natural Die Material	ND8	8 g
597088	IPS Natural Die Material	ND9	8 g
597089	IPS Natural Die Material Separator		20 ml
554028	IPS Stumpfdorne (10 Stk.)		
554030	IPS Stopfer (10 Stk.)		
597090	IPS Natural Die Material Farbschlüssel		



IPS Object Fix

IPS Object Fix ist eine Brennhilfspaste zur Unterstützung von Vollkeramik-Restaurationen während des Brenn- und Kristallisationsvorgangs. Die Paste dient zur Stabilisierung und Fixierung der jeweiligen Restauration auf dem Siliziumnitrid-Brenngutträger und erleichtert so die Verarbeitung.



597077AN IPS Object Fix 12 g

Pinzette

554069

Pinzette



Modellierpinsel

Die Modellierpinsel werden für das Schichten der Keramikmassen verwendet.

Sortiment

530381

Modellierpinsel Sortiment

Refill

530382	Modellierpinsel	00
530383	Modellierpinsel	0
530384	Modellierpinsel	1
530385	Modellierpinsel	2
530386	Modellierpinsel	4
530387	Modellierpinsel	6
530388	Modellierpinsel	10
530389	Modellierpinsel	G2
530390	Modellierpinsel	G4



IPS Empress Verpackung Refill

Materialbox

602990

IPS Empress Material Box small (55 mm)



Schaumstoffeinsätze

602989

IPS Empress Esthetic Ingot Insert (30 Refills)

602988

IPS Empress CAD Block Insert (15 Refills)

Geräte

EP600 und EP600 Combi

Der EP600 ist der ideal abgestimmte Pressofen für die Verarbeitung der IV Presskeramiken wie z.B. IPS Empress Esthetic und IPS e.max Press. Der EP600 Combi vereint den Pressofen mit einem Brennofen auf Programat Basis.



Programat P300

Der Keramikbrennofen Programat P300 mit 100 Brennprogrammen begeistert durch seine Wirtschaftlichkeit und sein überzeugend einfaches Bedienungskonzept. Eine einfache Menüstruktur mit Symbolen führt den Anwender klar und übersichtlich durch die Programme. Die neue QTK-Muffeltechnologie sorgt für noch homogenere Wärmeabstrahlung.



Programat P500

Der Keramikbrennofen Programat P500 erleichtert das Arbeiten durch die Kombination aus Folientastatur und grossem, übersichtlichem Grafik-Display mit Touch-Funktion. Neben der neuen Muffeltechnologie und dem Turbo-Opening System bietet der P500 ein vollautomatisches Temperaturkontrollset.



Befestigung, Lichthärtung und Politur

OptraGate

Patientenfreundliches Hilfsmittel für einen erleichterten Zugang zu einem erweiterten Behandlungsraum. Durch sanftes, weiträumiges Abhalten von Lippen und Wangen von den Frontzähnen bis zu den Molaren. Hygienisch einzeln verpackt.



Assortment

577275	OptraGate Assortment	2 x 40 Stk.
--------	----------------------	-------------

Refill

590851	OptraGate Refill S	80 Stk.
590850	OptraGate Refill R	80 Stk.

OptraDam

Gänzlich ohne Metallklammern funktionierender und patientenfreundlicher Kofferdam zur kompletten Trockenlegung des Arbeitsfeldes. Mit dem integrierten Rahmen schnell und einfach durch eine Person einzusetzen. Dank der anatomischen Ausformung kann komplett auf Metallklammern verzichtet werden und es entsteht ein wesentlich erleichterter Zugang zu einem stark vergrößerten Behandlungsraum.



Assortment

577272	OptraDam Assortment	2 x 40 Stk.
--------	---------------------	-------------

Refill

593427	OptraDam Refill S	80 Stk.
593426	OptraDam Refill R	80 Stk.

IPS Keramik Ätzel

Das IPS Keramik Ätzel dient zur Herstellung von retentiven Haftflächen bei der Komposit-Befestigungstechnik. Es verstärkt die Haftwirkung zwischen Befestigungskomposit und Keramikhaftfläche massgeblich.



Kit

531550	IPS Keramik Ätzel Kit
--------	-----------------------

Refill

531548	IPS Keramik Ätzel, rot
531549	Neutralisationspulver

IPS Empress Esthetic / IPS Empress CAD **Lieferformen**

Monobond-S

Die anschließende Silanisierung der Verbundfläche mit Monobond-S bewirkt einen innigen Verbund zwischen dem Vollkeramikmaterial und dem Befestigungskomposit. Das Haftsilan hat somit einen wichtigen Anteil an der Gesamtverbundfestigkeit IPS Empress CAD und Präparation.



Refill

532888	Monobond-S	5 ml
--------	------------	------

Total Etch

Zur Vorbereitung der Präparation auf die adhäsive Befestigung der IPS Empress CAD Restaurationen wird Total Etch eingesetzt. Es ist ein 37 %iges Phosphorsäure-Ätzel zur Schmelzätzung und Dentinkonditionierung im Rahmen der adhäsiven Befestigung von Restaurationen aus Vollkeramik.



Assortment

558530	Total Etch Jumbo Assortment
--------	-----------------------------

Refill

550588	Total Etch	2 x 2 g
--------	------------	---------

Excite DSC

Ist ein dualhärtender Einkomponenten-Haftvermittler für die adhäsive Befestigung von metallfreien Restaurationen, Wurzelstiften und adhäsive Stumpfaufbauten



Intro Pack

558542	Excite DSC Single Dose
--------	------------------------

Refill

575485	Regular	2 g
575486	Small/Endo	2 g
558402	Regular	5 g
559581	Small/Endo	5 g

Syntac und Heliobond

Syntac ist das bewährte Mehrkomponenten Adhäsiv. Der adhäsive Verbund zu Schmelz und Dentin wird durch aufeinanderfolgende Applikationen von Syntac Primer, Syntac Adhesive und Heliobond erzielt.

Syntac

Assortment

532891 Syntac Assortment



Refill

532893	Primer	3 g
532892	Adhesive	3 g

Heliobond

532906	Heliobond	11 g
532907	Heliobond	6 g



Variolink II

Das dualhärtende Befestigungskomposit Variolink II ist seit mehr als zehn Jahren und mit über 20 Millionen Anwendungen das führende hochästhetische Materialkonzept. Zahlreiche Auszeichnungen (z.B. Reality, Dental Advisor) als bestes Produkt in der Kategorie der adhäsiven Befestigungskomposite und sehr gute Ergebnisse aus klinischen Langzeitstudien sprechen für den Erfolg.

Assortment

558524 Variolink II Esthetic Cementation System
558523 Variolink II Professional Set

Refill

558949	Variolink II Base	Bleach XL-010	2,5 g
558950	Variolink II Base	Transparent	2,5 g
558951	Variolink II Base	White 110/A1	2,5 g
558952	Variolink II Base	Yellow 210/A3	2,5 g
558953	Variolink II Base	Brown 340/A4	2,5 g
558954	Variolink II Base	White Opak	2,5 g
558955	Variolink II Catalyst	Yellow/High	2,5 g
558956	Variolink II Catalyst	Yellow/Low	2,5 g
558957	Variolink II Catalyst	Transparent/High	2,5 g
558958	Variolink II Catalyst	Transparent/Low	2,5 g



Variolink II Try-In

Mit den wasserlöslichen Variolink II Try-In-Pasten lässt sich die Farbwirkung einer definitiv eingegliederten Restauration vor der adhäsiven Befestigung ideal simulieren. Die Variolink II Try-In Pasten besitzen die gleichen optischen Eigenschaften wie das Befestigungscomposite Variolink II.



Assortment

558959 Variolink II Try-In Assortment

Refill

548793	Variolink II Try-In	Transparent	2,5 g
548794	Variolink II Try-In	Weiss 110/A1	2,5 g
548795	Variolink II Try-In	Weiss Opak	2,5 g
548796	Variolink II Try-In	Gelb	2,5 g
548797	Variolink II Try-In	Braun	2,5 g
558960	Variolink II Try-In	Bleach XL-010	2,5 g

Variolink Veneer

Rein lichthärtendes Befestigungskomposit in 7 «Value»-Farben zur adhäsiven Befestigung von transluzenten Vollkeramik-Restaurationen mit einer Schichtstärke von < 2.0 mm (Veneers, Inlays, Onlays).



Assortment

591416 Variolink Veneer Assortment / **Syntac**
597614 Variolink Veneer Assortment / **Excite**

Refill

591425	Variolink Veneer	High Value +1	1,5 ml
591424	Variolink Veneer	High Value +2	1,5 ml
591423	Variolink Veneer	High Value +3	1,5 ml
591427	Variolink Veneer	Low Value -1	1,5 ml
591428	Variolink Veneer	Low Value -2	1,5 ml
591429	Variolink Veneer	Low Value -3	1,5 ml
591426	Variolink Veneer	Medium Value 0	1,5 ml



Variolink II Ultra

Hochviskoses, dualhärtendes (licht- und selbsthärtend) Befestigungskomposite.



Refill

538319 Base Gelb-Universal / Catalyst Gelb-Universal 2 x 3 g

Multilink Automix

Das universelle, selbsthärtende (= chemischhärtende) Befestigungskomposit Multilink bietet ein breites Indikationsspektrum und baut zu allen Materialoberflächen sehr hohe Haftkräfte auf.

Zusammen mit dem selbstätzenden Primer, der als einfacher Vorstrich auf Schmelz und Dentin aufgetragen wird, wird Multilink schnell und effizient verarbeitet. Die Applikation von mehreren Adhäsivkomponenten (Primer, Bonding), wie sie bei anderen selbstätzenden Produkten erforderlich ist, entfällt.



Assortment

591405	Multilink Automix System Pack	Transparent
591406	Multilink Automix System Pack	Yellow
591407	Multilink Automix System Pack	Opaque

Refill

591408	Multilink Automix	Transparent	9 g
591409	Multilink Automix	Yellow	9 g
591410	Multilink Automix	Opaque	9 g
576825	Multilink Primer A+B		2 x 3 g
576827	Metal/Zirconia Primer		5 g



bluephase

Die hochqualitativen LED-Lichtgeräte der bluephase family eignen sich optimal für die Lichthärtung der adhäsiven Befestigungsmaterialien für IPS Empress Restorationen.

bluephase

562249	bluephase	100 - 240V
--------	-----------	------------

bluephase 16i

591355	bluephase 16i	100 - 240V
--------	---------------	------------



OptraFine

OptraFine, das neu entwickelte und hoch leistungsfähige chairside Diamant-Poliersystem für Keramik-Materialien verbindet höchste Effizienz mit perfekten Polierergebnissen. OptraFine lässt sowohl im Hinblick auf eine geringe Oberflächenrauigkeit als auch auf einen perfekten ästhetischen Glanz keine Wünsche mehr offen. OptraFine kann im Gegensatz zu anderen Keramik-Polierern je nach Form bis zu 10 Mal wieder verwendet werden. OptraFine ist in den Formen „Spitze“, „Kelch“ und „Scheibe“ erhältlich.



Assortment


601989AN	OptraFine Assortment
601987AN	OptraFine Promo Pack

Refill

601990AN	OptraFine	F Cup
601991AN	OptraFine	P Cup



601992AN	OptraFine	F Disc
601993AN	OptraFine	P Disc



601994AN	OptraFine	F Flame
601995AN	OptraFine	P Flame

