

Bewährtes Poliersystem. Neuer Auftritt.

Aus Proxyt wird VivaDent® Polishing Paste.



VivaDent® Polishing Paste

Mit einem Griff die richtige Paste –
das VivaDent® Polishing Paste
System macht professionelle Politur
einfach, effizient und intuitiv.

Mit einem Griff die richtige Paste.

Das VivaDent® Polishing Paste - System macht professionelle Politur einfach, effizient und intuitiv.

Warum Polieren wichtig ist

Eine polierte Zahnoberfläche lässt sich leichter reinigen und ist weniger anfällig für bakterielle Ablagerungen – und unterstützt so die langfristige Mundgesundheit.

- ✓ Verringert die Plaque-Ablagerung durch geglättete Oberflächen ^[1]
- ✓ Senkt das Risiko für Gingivitis, Parodontitis und Periimplantitis ^[2]
- ✓ Verbessert die Ästhetik und reduziert Verfärbungen durch Nahrungsmittel und Getränke ^[3]
- ✓ Fördert die Mundhygiene: Oberflächen, die rauer als 0,2 µm sind, sind deutlich anfälliger für bakterielle Ablagerungen ^[4]



[1] Axelsson P, Lindhe J. (1981). Effects of controlled oral hygiene procedures on caries and periodontal disease in adults. J Clin Periodontol, 8:239–248.

[2] Loe H. (1967). The Gingival Index, the Plaque Index and the Retention Index Systems. J Periodontol, 38(6):610–616.

[3] Quirynen M, et al. (1988). The effect of surface roughness and surface-free energy on supra- and subgingival plaque formation in man. J Clin Periodontol, 15:37–44.

[4] Rohym M. (2023). Influence of surface texture on stain resistance. Compend Contin Educ Dent, 44(2):85–91.

Cremige Konsistenz für
präzises Arbeiten –
dank spritzarmer Formel.

Fine (RDA 7^[5])
(RDA 75^[6])

Für empfindliche Oberflächen
und hochwertige Restaurationen



Medium (RDA 36^[5])
(RDA 118^[6])

Für die gründliche Reinigung
im Praxisalltag



Medium Fluoride Free (RDA 36^[5])
(RDA 118^[6])

Für fluoridfreie Behandlungen
und sensible Patientengruppen



Coarse (RDA 83^[5])
(RDA 171^[6])

Für die gezielte Entfernung
hartnäckiger Verfärbungen



[5] RDA mit Birmmehl als 100% Referenz.

[6] RDA-Wert nach ISO 11609:2017.

Sanft zur Oberfläche – stark in der Wirkung.

VivaDent® Polishing Paste Fine im Vergleich













Die Wahl der richtigen Polierpaste ist entscheidend für die langfristige Qualität und Ästhetik von restaurativen Materialien. Besonders bei Kompositen kann eine zu hohe Abrasion die Oberfläche dauerhaft schädigen – mit Folgen für Glanz, Biofilmadhäsion und Langlebigkeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Minimale Abrasion – maximaler Schutz
- Ideal für hochwertige Komposite, Restaurationen und empfindliche Materialien
- Wissenschaftlich bestätigt durch SEM-Studien^[7]

Setzen Sie auf Politur, die schützt – mit VivaDent Polishing Paste Fine.

Abrasive Wirkung von Prophylaxepasten auf Kompositmaterialien

	Control ^a	Proxyl Fine ^a	Proxyl Coarse ^a	Nupro Fine	Clinpro Fine	Cleanic
200x						
500x						

^a Proxyl Fine und Coarse sind identisch mit VivaDent Polishing Paste Fine und Coarse.

Aktuelle REM-Aufnahmen (Rasterelektronenmikroskopie) zeigen:


VivaDent Polishing Paste Fine überzeugt durch eine besonders glatte, nahezu kratzerfreie Oberfläche – selbst im direkten Vergleich mit marktüblichen Produkten. Während andere Prophylaxepasten sichtbare Schleifspuren hinterlassen, bleibt bei VivaDent Fine die Oberflächenstruktur nahezu unberührt – für maximalen Materialerhalt und ein strahlendes Finish.

[7] Lendenmann U. SEM evaluation of VivaDent Polishing Paste Fine on titanium, composites and ceramics. Internal study, Ivoclar R&D, Schaan, 2021. In: Scientific Report Vol. 06/2025.

Mikrostruktur macht den Unterschied.

VivaDent® Polishing Paste Fine überzeugt durch sanfte, gleichmässige Partikel

Abrasive Partikel in Prophylaxepasten



* Proxyl Fine ist identisch mit VivaDent Polishing Paste Fine.

Die Aufnahmen unter dem Rasterelektronenmikroskop zeigen deutlich: Nicht alle Polierpasten sind gleich. Während herkömmliche Produkte wie Cleanic, Nupro oder Clinpro grobe, scharfkantige oder unregelmässige Partikel enthalten, zeichnet sich VivaDent Polishing Paste Fine (ehemals Proxyl Fine) durch eine homogene und abgerundete Partikelstruktur aus.

Das Ergebnis:

- Schonende Politur ohne Kratzer
- Kontrollierte Abrasion mit maximaler Oberflächenschonung
- Hervorragend geeignet für empfindliche Materialien wie Komposite, Keramiken oder Titan

Diese strukturbedingte Milde bei gleichzeitig effizienter Reinigungsleistung macht VivaDent Polishing Paste Fine zur bevorzugten Wahl in der modernen Dentalprophylaxe – wissenschaftlich belegt, klinisch bewährt.



Polieren nach Ihrem Geschmack.

Apple

Fruchtig, frisch und beliebt bei Gross und Klein: Die VivaDent Polishing Paste mit Apfelgeschmack sorgt für angenehme Behandlungen – besonders bei geschmacksempfindlichen Patientinnen und Patienten. Erhältlich in allen Abrasionsstufen – für jede Indikation die passende Lösung.

Lieferformen

Single dose:

Geschmacksrichtung	Abrassionsstufe		
	Fine	Medium	Coarse
Apple	760115	760120	–
Bubble Gum	760116	–	760117
Mint	761380	–	761381
Neutral (Fluoride-free)	–	760119	–

Tube:

Geschmacksrichtung	Abrassionsstufe		
	Fine	Medium	Coarse
Apple	759502	759516	759518
Bubble Gum	759515	759517	759519
Mint	761376	761377	761379
Neutral (Fluoride-free)	–	761378	–

NEU in drei
Geschmacks-
richtungen:
Mint, Apple und
Bubblegum

Mint

Der Klassiker mit Frischekick: VivaDent Polishing Paste mit Minzgeschmack hinterlässt ein sauberes Mundgefühl und eignet sich ideal für die Erwachsenen-zahnmedizin. Klinisch bewährte Rezeptur – sicher auch auf Im-plantaten und Restaurationen.

Bubblegum

Der Favorit für Kinder und Jung-gebliebene: VivaDent Polishing Paste mit Bubblegum-Flavour kombiniert kindgerechten Ge-schmack mit professioneller Rei-nigung. Perfekt für die Propy-laxe in der Kinderzahnheilkunde – spritzfrei, sanft und effektiv.

Neutral (Fluoride-free)

Besonders geeignet zur Rei-nigung von Zahnpräparati-onen vor der adhäsiven Befes-tigung von Restaurationen. Frei von Aromastoffen und Fluorid. Für eine schonende, professionelle Politur – für glatte Zahnoberflächen und zufriedene Patient:innen.



